


Anti-Siglec-8 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Nyz4

품목 번호: CM0013593



소개

인간 Siglec-8(호산구 및 비만세포 부착 수용체)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 알레르기 및 염증 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Siglec-8 Rabbit pAb
비고/별칭	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Siglec-8
종	인간(Human)
유전자 ID	27181
면역원	인간 Siglec-8 (NP_055257.2)의 아미노산 17-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NYZ4
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)