

Wb, Elisa용 Anti-Siglec10 토끼 다클론 항체 - Q96Lc7

품목 번호: CM0022218

소개

인간 및 랫드 샘플에서 웨스턴 블롯과 ELISA용으로 검증된 SIGLEC10 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 면역원, 77kDa 단백질 표적. 대량 수량 및 CamelBio의 기술 상담에 대해 문의해 주십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIGLEC10 토끼 pAb
비고/별칭	SLG2; PRO940; SIGLEC-10; SIGLEC10
종	인간
유전자 ID (인간)	89790
유전자 ID	89790
면역원	인간 SIGLEC10(NP_149121.2)의 아미노산 627-697에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q96LC7
단백질 분자량	77kDa
배송	얼음팩