

Wb, Elisa용 항-Siglec12 토끼 다클론 항체 - Q96Pq1

품목 번호: CM0029672

소개

인간 SIGLEC12(시알산 결합 Ig 유사 렉틴 12)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 아미노산 20-210 범위의 재조합 면역원을 사용했습니다. 세포 접착 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIGLEC12 토끼 pAb
비고/별칭	S2V; SLG; SIGLECL1; Siglec-XII; SIGLEC12
종	인간
유전자ID (인간)	89858
유전자ID	89858
면역원	인간 SIGLEC12 (NP_443729.1)의 아미노산 20-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q96PQ1
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스 팩