

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Siglec3/Cd33 토끼 다클론 항체 - P20138

품목 번호: CM0021154



소개

인간 CD33/SIGLEC3(시아릴산 결합 Ig 유사 렉틴 3, p67)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 골수계 세포 생물학, 면역 조절 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIGLEC3/CD33 토끼 pAb
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; SIGLEC3/CD33
종	인간
GeneID (인간)	945
GeneID	945
면역원	재조합 단백질; 인간 SIGLEC3/CD33(NP_001763.3)의 아미노산 49-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P20138
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩