


Anti-Siglec5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O15389

품목 번호: CM0030128



소개

SIGLEC5(CD170, OBBP2) 토끼 폴리클론항체는 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. 골수 계열 세포에서 시알산 의존적 세포 부착 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIGLEC5 Rabbit pAb
비고/별칭	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
종	인간
GeneID (인간)	8778
GeneID	8778
면역원	인간 SIGLEC5(NP_003821.1)의 아미노산 17-434에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O15389
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백