

Wb, Elisa용 항-Siglec9 다클론 항체 - Q9Y336

품목 번호: CM0029185

소개

인간 SIGLEC9(CD329)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 면역 세포에서 시알산 결합 력틴 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIGLEC9 토끼 pAb
비고/별칭	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE; SIGLEC9
종	인간
유전자 ID (인간)	27180
유전자 ID	27180
면역원	인간 SIGLEC9 (NP_001185487.1)의 아미노산 210-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y336
단백질 분자량	50kDa
배송 방법	아이스백