


Wb 및 Elisa용 Anti-Sigmar1 토끼 다클론 항체 - Q99720

품목 번호: CM0017391



소개

인간 SIGMAR1에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 및 랫드와의 교차 반응성을 보이며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경퇴행성 질환, 칼슘 신호 전달 및 지질 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIGMAR1 토끼 pAb
비고/별칭	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
종	인간
유전자 ID (인간)	10280
면역원	인간 SIGMAR1의 아미노산 31-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005857.1)
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q99720
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스팩