

Wb 및 Elisa용 항-Sik1 토끼 다클론 항체 - P57059

품목 번호: CM0016312

소개

Western blot 및 ELISA 검증을 거친 SIK1 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 SIK1을 검출합니다. 당신생합성, 종양 억제, 일주기 리듬 및 근육 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIK1 토끼 pAb
비고/별칭	MSK; SIK; DEE30; SIK-1; SIK1B; SNFILK; SIK1
종	인간
GeneID (인간)	150094
GeneID	150094
면역원	합성 펩타이드 - 인간 SIK1(NP_775490.2)의 1-100 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P57059
단백질 무게	85kDa
배송	아이스팩