

Anti-Sik2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H0K1

품목 번호: CM0026109

소개

인간 SIK2(Q9H0K1)를 대상으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, 아미노산 827-926을 표적합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 대사 및 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIK2 Rabbit pAb
비고/별칭	QIK; SIK-2; SNF1LK2; LOH11CR11; SIK2
종	인간
유전자 ID (인간)	23235
유전자 ID	23235
면역원	인간 SIK2(NP_056006.1)의 아미노산 827-926에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9H0K1
단백질 무게	104kDa
배송	아이스백