

Wb, Elisa용 Anti-Sim2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q14190

품목 번호: CM0012919

소개

사람, 마우스, 랫트에서 WB 및 ELISA에 대해
검증되었습니다. SIM2는 CNS 발달에 중요한 bHLH
전사 인자입니다. 신경과학 및 발생 생물학 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIM2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIM; bHLHe15; HMC13F06; HMC29C01; SIM2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	6493
유전자 ID	6493
면역원(Immunogen)	사람 SIM2 (NP_005060.1)의 아미노산 342-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14190
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)