

Wb, Elisa용 Anti-Sin3A 단클론 항체 - Q96St3

품목 번호: CM0006919

소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 인간 Sin3A (SWISS: Q96ST3)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 마우스와의 교차 반응성이 검증되었습니다. 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sin3A Rabbit mAb
비고/별칭	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	25942
면역원	합성 펩타이드 (인간 Sin3A (NP_056292.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q96ST3
단백질 분자량	145kDa
배송	아이스백(Ice bag)