

Wb, Elisa용 Anti-Sin3A 폴리클로날 항체 - Q96St3

품목 번호: CM0013276

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 항-Sin3A 폴리클로날 항체; 사람 및 쥐 Sin3A(~145 kDa)와 교차 반응함. 크로마틴, 생체 리듬 및 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sin3A Rabbit pAb
비고/별칭	WTKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
종	사람(Human)
GeneID (사람)	25942
GeneID	25942
면역원	사람 Sin3A (NP_056292.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q96ST3
단백질 분자량	145kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)