

항-Sin3A 토끼 다클론 항체 (Wb용) - Q96St3

품목 번호: CM0019589

소개

인간 Sin3A 전사 코리프레서에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. 전사 억제 및 일주기 리듬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Sin3A 토끼 pAb
비고/별칭	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
종	인간
유전자 ID (인간)	25942
유전자 ID	25942
면역원	합성 펩타이드 인간 Sin3A (NP_056292.1)의 아미노산 1-120번 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96ST3
단백질 분자량	145kDa
배송 방식	아이스팩