

Wb 및 Elisa용 Anti-Sipa1 토끼 다클론 항체 - Q96Fs4

품목 번호: CM0016221

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 용도의 Anti-SIPA1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 SIPA1(p130 SPA-1, 112 kDa, Uniprot Q96FS4)을 검출하며, 면역원은 아미노산 763-1042에 해당합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIPA1 토끼 pAb
비고/별칭	SPA1; SIPA1
종	인간
유전자 ID(인간)	6494
유전자 ID	6494
면역원	인간 SIPA1(NP_694985.29)의 아미노산 763-1042에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96FS4
단백질 분자량	112 kDa
배송	아이스팩