

Wb, Elisa용 항-Sirt1 다클론 항체 - Q923E4

품목 번호: CM0028493

소개

마우스 SIRT1(Sir2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 대사, 노화, 세포사멸 및 일주기 리듬에 관여하는 NAD 의존성 탈아세틸화효소입니다. 후성유전학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIRT1 Rabbit pAb
비고/별칭	Sir2; Sir2a; SIR2L1; Sir2alpha
종	마우스
GeneID (인간)	23411
GeneID	93759
면역원	마우스 SIRT1 (NP_062786.1)의 아미노산 638-737번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q923E4
단백질 분자량	80 kDa/60 kDa
배송 방식	아이스 팩