

Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sirt1 다클론 항체 - Q96Eb6

품목 번호: CM0014944



소개

인체 SIRT1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IP, IHC-P 및 ELISA 검증 완료. 세포 사멸, 대사 및 염증 조절 연구에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT1 토끼 pAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
종	인체
GeneID (인체)	23411
GeneID	23411
면역원	인체 SIRT1(NP_036370.2)의 아미노산 448-747 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	Q96EB6
단백질 무게	82 kDa
배송	아이스팩