

Anti-Sirt1 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

품목 번호: CM0003213



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 인간 SIRT1 표적 토끼 단일클론 항체입니다. NAD 의존성 탈아세틸화, 세포 사멸, 대사, DNA 복구 및 유전자 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] SIRT1 Rabbit mAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; T1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6772
유전자 ID	23411
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q96EB6
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)