


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Sirt2 폴리클론항체 - Q8Ixx6

품목 번호: CM0017625



소개

인간 SIRT2에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응. 탈아세틸화, 세포 주기, 암 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIRT2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
종	인간
GeneID (인간)	22933
GeneID	22933
면역원	인간 SIRT2 (NP_036369.2)의 아미노산 300-350에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8IXJ6
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백