


Wb, Elisa용 항Sirt2 토끼 단클론 항체 - Q8Ixx6

품목 번호: CM0009545



소개

인간 SIRT2(NAD 의존성 탈아세틸화효소 서투인-2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 재조합 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며 세포 주기, 후성유전학 및 종양 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIRT2 토끼 mAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
종	인간
유전자ID	22933
면역원	인간 SIRT2 (Q8IXJ6)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IXJ6
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스 팩