


Anti-Sirt2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixx6

품목 번호: CM0005363



소개

SIRT2(NAD 의존성 디아세틸라제 sirtuin-2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트 SIRT2를 검출합니다. 세포 주기, 유사분열 및 대사 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SIRT2 Rabbit mAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L; SIR2L2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	22933
면역원(Immunogen)	사람 SIRT2 (NP_036369.2)의 아미노산 281-380 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8IXJ6
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)