

Anti-Sirt2 Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8IXj6

품목 번호: CM0017735



소개

SIRT2 Rabbit pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 주기, 자가포식, 미체소관 역동성에 관여하는 인간 SIRT2 (NAD 의존성 탈아세틸화효소)를 표적합니다. 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SIRT2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
종	인간
유전자 ID (인간)	22933
유전자 ID	22933
면역원	인간 SIRT2 (NP_036369.2)의 아미노산 300-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IXJ6
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백