

Anti-Sirt3 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko 검증 완료) For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ntg7

품목 번호: CM0003958



소개

고특이성 anti-SIRT3 rabbit monoclonal antibody, KO 검증 완료, WB, IHC-P, IP, ELISA용. 인간 및 쥐 SIRT3를 표적으로 하며, 이는 미토콘드리아 NAD 의존성 단백질 탈아세틸화효소로서 에너지 대사를 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] SIRT3 Rabbit mAb
비고/별칭	SIR2L3; T3
종	인간
유전자 ID (인간)	23410
유전자 ID	23410
면역원	합성 펩타이드; 인간 SIRT3 (NP_036371.1)의 아미노산 300-399에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9NTG7
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백