

Anti-Sirt3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ntg7

품목 번호: CM0029761



소개

인간 SIRT3 (SIR2L3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫트의 SIRT3를 검출하며, 이는 대사 및 스트레스 반응에 관여하는 미토콘드리아 NAD-의존성 탈아세틸화효소임. 에너지 대사 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SIRT3 Rabbit pAb
비고/별칭	SIR2L3; SIRT3
종	인간
유전자 ID	23410 (인간)
면역원	재조합 단백질 인간 SIRT3 (NP_036371.1)의 아미노산 388-399에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NTG7
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스팩