

Anti-Sirt3 Rabbit Polyclonal Antibody [KO 검증됨] For Wb 및 Elisa - Q9Ntg7

품목 번호: CM0029154



소개

[KO 검증됨] 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 SIRT3 rabbit polyclonal 항체. 인간, 마우스, 래트에서 검증됨. 미토콘드리아 탈아세틸화효소 기능 및 에너지 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] SIRT3 Rabbit pAb
비고/별칭	SIR2L3; T3
종	인간
GeneID	23410
면역원	인간 SIRT3 (NP_036371.1)의 아미노산 299-399 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NTG7
단백질 무게	44kDa
배송	아이스백