

If/Icc, Elisa용 Anti-Sirt4 폴리클로날 항체 - Q9Y6E7

품목 번호: CM0014188

소개

IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 SIRT4 토끼 폴리클로날 항체 (Q9Y6E7). 대사, 종양 억제 및 DNA 손상 반응에 관여하는 미토콘드리아 서르투인인 인간 SIRT4를 타겟으로 합니다. 종양학 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT4 Rabbit pAb
비고/별칭	SIR2L4; SIRT4
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	23409
유전자 ID	23409
면역원(Immunogen)	인간 SIRT4 (NP_036372.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q9Y6E7
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)