


Wb 및 Elisa용 Anti-Sirt5 토끼 단일클론 항체 - Q9Nxa8

품목 번호: CM0007663



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 SIRT5 (SIR2L5)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 SIRT5를 인식하며, 디아실화 효소 활성화 및 대사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT5 Rabbit mAb
비고/별칭	SIR2L5; SIRT5
종	Human
GeneID (Human)	23408
GeneID	23408
면역원	재조합 단백질 인간 SIRT5 (NP_036373.1)의 아미노산 37-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NXA8
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백