

Ko 검증된 Anti-Sirt5 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Elisa - Q9Nxa8

품목 번호: CM0029541



소개

WB 및 ELISA용 KO 검증 SIRT5 rabbit polyclonal antibody. 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 대사 및 노화 연구에서 미토콘드리아 탈아실화 효소 기능을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] SIRT5 Rabbit pAb
비고/별칭	SIR2L5; T5
종	인간
유전자 ID (인간)	23408
유전자 ID	23408
면역원	인간 SIRT5 (NP_036373.1)의 아미노산 37-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NXA8
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백