


Anti-Sirt5 (Sir2L5) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Nxa8

품목 번호: CM0022854



소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 SIRT5 토끼 pAb는 대사에 관여하는 미토콘드리아 NAD 의존성 탈숙산화효소(desuccinylase) 및 탈말로닐화효소(demalonylase)인 인간 SIRT5(SIR2L5)를 인식합니다. 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT5 토끼 pAb
비고/별칭	SIR2L5; SIRT5
종	인간
유전자 ID	23408
면역원	인간 SIRT5(NP_036373.1)의 216-310 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NXA8
단백질 무게	34kDa
배송	아이스팩