


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Sirt6 다클론 항체 - Q8N6T7

품목 번호: CM0021135



소개

SIRT6 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. DNA 손상 복구, 대사 및 노화 연구에 적합합니다. 스위스: Q8N6T7.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT6 토끼 pAb
비고/별칭	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
종	사람
유전자ID (사람)	51548
유전자ID	51548
면역원	사람 SIRT6 (NP_057623.2)의 아미노산 1-355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q8N6T7
단백질 분자량	36 kDa/39 kDa
배송	아이스백