


Anti-Sirt6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

품목 번호: CM0011169



소개

사람 SIRT6 (SIR2L6/hSIRT6)를 표적하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. DNA 복구, 대사 및 노화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT6 Rabbit mAb
비고/별칭	SIR2L6; hSIRT6
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	51548
GeneID	51548
면역원	사람 SIRT6 (NP_057623.2)의 아미노산 1-355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q8N6T7
단백질 분자량	36 kDa/39 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)