

Wb, Elisa용 Anti-Sirt7 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Nrc8

품목 번호: CM0006815



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit monoclonal anti-SIRT7 항체입니다. 인간 SIRT7을 검출하며 마우스에 교차 반응성을 보입니다. 크로마틴 조절 및 전사에 관여하는 NAD 의존성 탈아세틸화효소를 표적으로 합니다. 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIRT7 Rabbit mAb
비고/별칭	SIR2L7; SIRT7
종	인간
유전자 ID (인간)	51547
유전자 ID	51547
면역원	인간 SIRT7 (NP_057622.1)의 아미노산 301-400에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NRC8
단백질 분자량	45 kDa
배송	아이스백