

Anti-Siva1 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, Elisa용 - O15304

품목 번호: CM0027097

소개

인간, 생쥐에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증된 SIVA1 토끼 다클론 항체입니다. 아포토시스 조절 단백질 Siva를 표적으로 합니다. 아포토시스 및 T세포 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIVA1 토끼 pAb
비고/별칭	SIVA; CD27BP; Siva-1; Siva-2; SIVA1
종	인간
GeneID (인간)	10572
GeneID	10572
면역원	인간 SIVA1(NP_068355.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O15304
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스 팩