

Anti-Six1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q15475

품목 번호: CM0016591



소개

인간 SIX1(Homeobox 단백질 SIX1)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간 및 마우스와 교차 반응함. 배아 발달, 근육 형성 및 암 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SIX1 Rabbit pAb
비고/별칭	BOS3, TIP39, DFNA23, SIX1
종	인간
GeneID (인간)	6495
GeneID	6495
면역원	인간 SIX1 (NP_005973.1)의 아미노산 130-270 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15475
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백