

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Six2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Npc8

품목 번호: CM0027909

소개

SIX2에 대한 토끼 폴리클론항체로, 인간 및 쥐 반응성을 가진 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. SIX2는 신장, 두개안면, 위 발달에 중요한 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIX2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIX2
종	인간
유전자 ID (인간)	10736
유전자 ID	10736
면역원	인간 SIX2 (NP_058628.3)의 아미노산 120-174에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9NPC8
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백