

Wb 및 Elisa용 Anti-Six3 토끼 다클로날 항체 - O95343

품목 번호: CM0018969

소개

인간 SIX3에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 전뇌 발달, 안구 형성 및 전뇌무혈증 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIX3 Rabbit pAb
비고/별칭	HPE2; SIX3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6496
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O95343
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백