

Wb, Elisa용 Anti-Six5 토끼 다클론 항체 - Q8N196

품목 번호: CM0021784

소개

인간 SIX5(BOR2/DMAHP)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드 교차 반응성과 함께 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 기관 형성 및 망막 발달에 관여하는 전사 인자를 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SIX5 토끼 pAb
비고/별칭	BOR2, DMAHP, SIX5
종	인간
유전자 ID(인간)	147912
유전자 ID	147912
면역원	인간 SIX5(NP_787071.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q8N196
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스팩