

Anti-Skap2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O75563

품목 번호: CM0015261



소개

인간 SKAP2에 대한 토끼 다클로날 항체로, B세포 접착 및 신호 전달에 관여하는 Src 키나제 관련 인산화 단백질입니다. WB, IF/ICC, ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SKAP2 Rabbit pAb
비고/별칭	PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R, SKAP-HOM, SKAP2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8935
항원(Immunogen)	인간 SKAP2 (NP_003921.2)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O75563
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)