

Anti-Skil Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P12757

품목 번호: CM0029881



소개

인간 SKIL (SnoN/SnoA/SnoI)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 쥐 샘플에서 SKIL 검출에 적합. 세포 분열 및 분화 연구에 유용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SKIL Rabbit pAb
비고/별칭	SNO; SnoA; SnoI; SnoN; SKIL
종	인간
GeneID (Human)	6498
GeneID	6498
면역원	인간 SKIL (NP_005405.2)의 아미노산 350-450에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P12757
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백