

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Skiv2L2 다클론 항체 - P42285

품목 번호: CM0026836



소개

인간 SKIV2L2(MTR4/DOB1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 핵 RNA 감시 및 처리 과정에서 엑소좀 RNA 헬리카아제 연구에 활용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SKIV2L2 토끼 pAb
비고/별칭	Dob1; Mtr4; SKIV2L2; fSAP118; KIAA0052
종	인간
유전자 ID	23517
면역원	재조합 단백질; 인간 SKIV2L2(NP_056175.3)의 아미노산 1-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	P42285
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스 팩