

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Skp1 Rabbit Monoclonal Antibody - P63208

품목 번호: CM0008099



소개

Western blot, IF/ICC, ELISA용 SKP1 Rabbit mAb.
인간, 마우스, 랫트 SKP1(P63208)용으로
설계되었습니다. 세포 주기 및 신호 전달 연구에 필수적인
SCF 유비퀴틴 리가제의 19kDa 단백질 구성 요소를
검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SKP1 Rabbit mAb
비고/별칭	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
종	인간
유전자 ID (인간)	6500
유전자 ID	6500
면역원	인간 SKP1(P63208)의 아미노산 64-163 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P63208
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백