

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Skp2 단클론 항체 - Q13309

품목 번호: CM0011607



소개

재조합 항-SKP2 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. p27 및 기타 기질의 유비퀴틴 매개 분해를 통해 세포주기 진행을 조절하는 F-box 단백질인 인간 SKP2(Q13309)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SKP2 토끼 mAb
비고/별칭	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
종	인간
유전자 ID	6502
면역원	인간 SKP2(Q13309)의 아미노산 1-100 범위 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13309
단백질 분자량	48 kDa
배송 방식	아이스 팩