

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Skp2 폴리클로날 항체 - Q13309

품목 번호: CM0017469



소개

인간 SKP2(p45, FBL1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 적용 분야: WB, IF/ICC, ELISA. 예상 분자량: 48 kDa. 인간과 교차 반응합니다. 세포 주기 조절, 유비퀴틴-프로테아좀 경로 및 항바이러스 메커니즘 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SKP2 Rabbit pAb
비고/별칭	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	6502
면역원(Immunogen)	인간 SKP2 (NP_005974.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q13309
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)