

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 항-Skp2 토끼 다클론 항체 - Q13309

품목 번호: CM0027712



소개

인간, 마우스, 래트 샘플에서 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 검출을 위해 SKP2를 표적으로 하는 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 세포주기 및 유비퀴틴화 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SKP2 토끼 pAb
비고/별칭	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
종	인간
GeneID (인간)	6502
GeneID	6502
면역원	인간 SKP2 (NP_005974.2)의 아미노산 1-100 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13309
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스 팩