


Wb, Elisa용 Anti-Sla2 토끼 다클로날 항체 - Q9H6Q3

품목 번호: CM0018528



소개

WB, ELISA용 SLA2 토끼 다클로날 항체입니다. T-세포 수용체 신호 전달의 음성 조절 인자인 인간 SLA2 (Src-like-adapter 2)를 검출합니다. 면역학 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLA2 Rabbit pAb
비고/별칭	MARS; SLAP2; SLAP-2; C20orf156; SLA2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	84174
GeneID	84174
면역원	인간 SLA2 (NP_115590.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9H6Q3
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백