


Anti-Slamf6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Du3

품목 번호: CM0016436



소개

인간 SLAMF6 (CD352/NTB-A)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨. SLAMF6는 면역 세포 활성화 및 분화를 조절하는 자가 리간드 수용체입니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	SLAMF6 Rabbit pAb
비고/별칭	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; SLAMF6
종	인간
유전자 ID (인간)	114836
유전자 ID	114836
면역원	인간 SLAMF6 (NP_001171643.1)의 아미노산 24-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96DU3
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백