

Wb 및 Elisa용 Anti-Slamf7 폴리클로널 항체 - Q9Nq25

품목 번호: CM0027885

소개

WB 및 ELISA용 Anti-SLAMF7 폴리클로널 항체(토끼), 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응함. 면역 세포 활성화를 조절하는 수용체인 SLAM 패밀리 멤버 7을 타겟으로 함. 면역학 연구에 유용함. 37kDa, UniProt Q9NQ25.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLAMF7 Rabbit pAb
비고/별칭	I9A, CSI, CD319, CRACC, SLAMF7
종	인간(Human)
GeneID (인간)	57823
면역원	인간 SLAMF7 (NP_067004.3)의 아미노산 23-226에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NQ25
단백질 크기	37kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)