

Wb 및 Elisa용 Anti-Slamf7 다클론 항체 - Q9Nq25

품목 번호: CM0015816

소개

인간 SLAMF7(CS1, CD319)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와의 교차 반응성을 나타냅니다. NK 세포 활성화 및 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLAMF7 토끼 pAb
비고/별칭	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
종	인간
유전자 ID(인간)	57823
유전자 ID	57823
면역원	인간 SLAMF7(NP_067004.3)의 아미노산 23-226에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NQ25
단백질 분자량	37kDa
배송	얼음팩