

Wb, Elisa용 항-Slamf7 토끼 다클론 항체 - Q9Nq25

품목 번호: CM0020185

소개

WB 및 ELISA에 적합한 SLAMF7 토끼 다클론 항체입니다. NK 세포 활성화 및 면역 조절에 관여하는 SLAM 패밀리 수용체인 인간 및 생쥐 SLAMF7을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLAMF7 토끼 pAb
비고/별칭	19A; CS1; CD319; CRACC; SLAMF7
종	인간
유전자 ID (인간)	57823
유전자 ID	57823
면역원	인간 SLAMF7 (NP_067004.3)의 아미노산 23-226에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9NQ25
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩