

Anti-Slc12A1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q13621

품목 번호: CM0013212

소개

인간 SLC12A1/NKCC2를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 합성 펩타이드로 면역화되었습니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 신장 이온 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SLC12A1 Rabbit pAb
비고/별칭	BSC; BSC1; CCC2; BSC-1; NKCC2; SLC12A1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6557
GeneID	6557
면역원	인간 SLC12A1 (NP_000329.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q13621
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)