


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Slc12A2 다클론 항체 - P55011

품목 번호: CM0014621



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 항-SLC12A2 다클론 항체입니다. 세포 부피와 이온 항상성에 중요한 기저외측 Na-K-2Cl 공동수송체인 인간, 마우스, 랫드 NKCC1(131 kDa)을 검출합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLC12A2 Rabbit pAb
비고/별칭	BSC; BSC2; CCC1; BSC-2; KILQS; NKCC1; PPP1R141; SLC12A2
종	인간
GeneID (인간)	6558
GeneID	6558
면역원	재조합 단백질[인간 SLC12A2(NP_001037.1)의 아미노산 120-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55011
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스팩